

# Withings Aura. Установка

## Кратко об установке Withings Aura

Чтобы легко установить Aura Smart Sleep System, следуйте инструкциям, приведенными ниже. Каждый шаг будет более детально описан далее.


1. Установите Withings Aura в комнате: подключите датчик сна к прикроватному устройству, включите сетевой адаптер.
2. Скачайте приложение Health Mate App на свое устройство iOS.
3. Активируйте соединение Bluetooth на своем устройстве iOS: Settings>Bluetooth.
4. В списке Bluetooth-устройств подключите Withings Aura к устройству iOS.
5. Настройте Withings Aura с помощью Health Mate App.
6. Загрузите настройки Wi-Fi со своего устройства iOS, используйте для этого Withings Health Mate App.
7. Установите прикроватное устройство Aura и датчик сна, используя Withings Health Mate App.
8. Если у вас нет аккаунта пользователя Withings, создайте его с помощью Withings Health Mate App.

## Датчик сна Withings Aura

Датчик сна определяет движения тела, дыхание и пульс. От его правильного расположения под матрасом зависит точность измерений.

**ВНИМАНИЕ!** Держите острые предметы подальше от датчика сна.

Положите датчик сна (1) под матрас так, как указано ниже:




1. Полностью разверните датчик сна.
2. Положите датчик на основание кровати так, чтобы фирменный ярлык (1В) был сверху. Если под матрасом есть подложка, то датчик сна должен находиться

между ней и матрасом. Устройство должно располагаться горизонтально на уровне груди, как на рис. 02.

3. Положив датчик, убедитесь, что он не скомкался и не скрутился.
4. Аккуратно подтяните датчик, чтобы из-под края матраса показался его шов (1В).

## Прикроватное устройство Withings Aura



(2). Прикроватное устройство

(2A). Разъем питания

(2B). Порт USB для датчика сна

(2C). Порт USB для устройств iOS

(2D). Экран для отображения часов, уровня громкости

(2E). Индикатор будильника


(2G). Сенсорный интерфейс (верхняя часть)

(2F). Индикатор автозапуска


(2H). Сенсорный интерфейс (боковая часть)

**ВНИМАНИЕ!** Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений




1. Установите прикроватное устройство (2) на столе или рядом с кроватью на такой высоте, на какой вы спите лежа на спине. Удостоверьтесь, что прибор находится на расстоянии приблизительно 1 м от вашей головы.



2.



3.



- 4.
5. Вставьте USB кабель датчика сна (1C) в один из USB портов (2B) прикроватного устройства. Используйте только те USB порты (2B), которые предназначены для подключения датчика сна. Не используйте USB порт (2C).
6. Подключите сетевой адаптер (3) к разъему питания (2A) на прикроватном устройстве.

7. Выберите подходящий переходник из набора для путешествий: (3А) для Европы, (3В) для Великобритании и (3С) для США.
8. Подсоедините переходник к сетевому адаптеру, как на рис. 10.
9. Нажмите на нижнюю часть адаптера, чтобы прозвучал щелчок.
10. Удостоверьтесь, что переходник зафиксирован правильно.
11. Если переходник установлен в неправильном положении, нажмите на специальную кнопку, чтобы освободить его, и попробуйте поставить его снова.
12. Вставьте сетевой адаптер в розетку.
13. Aura включится, активируется индикатор запуска, как на рис. 04 на стр. 12. Индикатор запуска выключится, на экране появятся часы, когда запуск будет завершен.