

Меры предосторожности

Обязательно прочтите меры предосторожности перед первым использованием

Опасность пожара!



- Ни в коем случае не разбирайте и не ремонтируйте аппарат самостоятельно.
- Не трясите и не тяните за шнур питания при извлечении вилки из розетки или при установке.

Опасность поражения электрическим током!



- Не помещайте аппарат в воду и не храните в условиях высокой температуры и повышенной влажности.
- При повреждении электрического шнура незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

Опасность ожогов!



- Дети или пациенты с таким заболеванием, как сахарный диабет (при потере температурной чувствительности).
- Ни в коем случае не прикасайтесь и не используйте парафиновую ванночку при заболеваниях кожи.
- Если вы чувствительны к температурам, перед тем, как начать использование, всегда проверяйте температуру растопленного парафина.
- Не нажимайте на кнопку включения повторно до полного растворения парафина. Это может привести к перегреву.
- Если вы хотите использовать парафин в течение более длительного времени, включите нагрев снова.

Внимание!

- Не подпускайте детей к горячему парафину. Несоблюдение мер предосторожности может привести к ожогам.
- Обязательно вытаскивайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь аппаратом продолжительное время.
- Не смешивайте использованный парафиновый воск с новым воском, если он находился в контакте с водой или соприкасался с кожей, поскольку в него могли попасть примеси, например, пот или частички кожи. Попадание в парафин инородных веществ может привести к появлению запаха или изменению цвета.
- При возникновении поломки, незамедлительно отключите аппарат от сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не допускайте падения аппарата и не подвергайте его вибрации, в том числе во время транспортировки.
- Не используйте ванночку при наличии открытых ран.
- При появлении таких побочных эффектов, как сыпь или нарывы, остановите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- Не спускайте использованный воск в канализацию, т.к. это может привести к засору. Выбрасывайте затвердевший в мусорное ведро.
- Используйте аппарат исключительно по назначению.
- Не используйте одновременно с другими электрическими изделиями (оборудование для салонов красоты, электрические одеяла и т. д.).



Предостережение

Не нажимайте на кнопку включения повторно до полного растворения парафина. Это может привести к перегреву!

Снова аппарат можно включить только тогда, когда парафиновый воск затвердеет.



Технические характеристики:

Название: Парафиновая ванночка Woogongsa 38 King

Вес: 1,6 кг

Модель: WGT-550

Напряжение: 220 В, 50-60 Гц

Максимальная температура: 60 °C

Потребляемая мощность: 280 Вт

Габариты: 40 x 24 x 19 см

Производитель: Woogongsa