



Инструкция по применению Пихтовый экстракт Зверобоя

Не является лекарством

Свидетельство о государственной
регистрации: РОСС RU.AF66.HO2340

Торговое название:
Пихтовый экстракт Зверобоя

Состав: Эфирное масло пихты сибирской, экстракт зверобоя.

Описание: Прозрачная маслянистая жидкость светло-зеленого цвета.

Назначение: Оказывает антидепрессивное и седативное действие. Улучшает функциональное состояние центральной и вегетативной нервной систем. Повышает психическую и физическую работоспособность, нормализует сон. Стимулирует регенерацию тканей, обладает противоожоговым действием.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: Флакон 5 мл с контроллером первого вскрытия.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 35 °С в недоступном для детей месте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Аромаванна (для нормализации деятельности центральной нервной системы и профилактики косметических проблем кожи). Принимать на чистое тело, чтобы поры кожного покрова были открыты. Экстракта берут 15-20 капель (детям 10-15 капель) на ванну. Продолжительность процедуры 15 минут (температура воды 37 °С). По окончании лечебной процедуры некоторое время полежать под теплым одеялом.

Ингаляции «горячий способ» (при признаках простуды). На 1 литр горячей воды ($t = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$) – 4-5 капель экстракта. Накрывать голову полотенцем, медленно и глубоко вдыхать пары в течение 5 минут: вначале носом, выдыхая через рот, потом наоборот. По окончании лечебной процедуры некоторое время полежать под теплым одеялом.

Ингаляции «холодный способ» (для защиты от воздушно-капельных инфекций и улучшения психосоматического состояния). Экстракта берут 5-6 капель. Для этой процедуры использовать специальный аромакулон* из пористой глины, которая является проводником тепла от тела и обеспечивает мягкое и долговременное испарение экстракта, помещенного в сосуд.

Аромалампа (воздушно-пылевой способ очищения воздуха от патогенной микрофлоры). На 15 кв. метров жилого помещения – 5-6 капель экстракта.

Горячие компрессы (при артритах и судорогах). В подогретую воду или масло кедрового ореха холодного отжима (30 мл) добавить галеновый экстракт (8-10 капель). В смесь погрузить небольшой кусочек многослойной хлопчатобумажной ткани, отжать и приложить на проблемный участок на 15-30 минут 1-2 раза в день. На 4 день процедуры ее продолжительность увеличить до 1,5-2 часов. Кратность процедуры – 20-30 раз. Рекомендовано чередовать процедуру с применением аромаванн.

Точечное нанесение «прижигание». Ватную палочку или ватный тампон (диск) смочить в экстракте и точно осторожно нанести на проблемный участок.

***Аромакулон** (фирменный кулон «ЛАТТА» идет отдельным предложением, подробности на сайте www.latta-bio.ru)

Кулон в виде сосуда для холодных ингаляций – для защиты от инфекционных заболеваний, профилактики и сохранения высокого уровня иммунитета в условиях загрязненной экологии. Рекомендован маленьким детям, которым традиционная паровая ингаляция противопоказана по возрасту.

Аромакулон с использованием галеновых экстрактов AirForest становится первой помощью при простудных заболеваниях, защитой во время эпидемий, источником положительного настроения и энергии. Способствует излечению кашля, снижению симптомов заложенности носа и головной боли, улучшению самочувствия, снятию напряжения и раздражительности.

Способ применения: добавить 5-6 капель экстракта, носить непосредственно на теле, чтобы обеспечить постоянный приток тепла. Для усиления эффекта поднести аромакулон к лицу на уровне верхней губы и вдыхать аромат 3-5 минут. Рекомендуемая длительность использования от двух дней до недели. Для избавления от запаха аромакулон поместить в морозильную камеру, а после – промыть пищевой содой и проточной водой, высушить.



Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАТТА-БИО»

660074 г. Красноярск,
ул. Ленинградская, д. 11

8-800-700-56-50 – единая справочная
(звонок по России бесплатный)

e-mail: contact@latta-bio.ru
www.latta-bio.ru