



Инструкция по применению Пихтовый экстракт Бадана

Не является лекарством

Свидетельство о государственной
регистрации: РОСС RU.AF66.HO2340

Торговое название:
Пихтовый экстракт Бадана

Состав: Эфирное масло пихты сибирской, экстракт корня бадана толстолистного.

Описание: Прозрачная маслянистая жидкость светло-зеленого цвета.

Назначение: Используется при повышенной температуре тела, снижает давление, проявляет спазмолитическое действие. Экстракт эффективен для решения косметологических проблем: помогает избавиться от прыщей, очистить кожу от фурункулеза, способствует снятию проявлений себорейного дерматита. Оказывает противовоспалительное действие на кожный покров, уменьшает расширенные поры, приводит в норму работу потовых желез при излишней потливости.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: Флакон 5 мл с контроллером первого вскрытия.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 35 °С в недоступном для детей месте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Аромаванна (для нормализации деятельности центральной нервной системы и профилактики косметических проблем кожи). Принимать на чистое тело, чтобы поры кожного покрова были открыты. Экстракта берут 15-20 капель (детям 10-15 капель) на ванну. Продолжительность процедуры 15 минут (температура воды 37 °С). По окончании лечебной процедуры некоторое время полежать под теплым одеялом.

Ингаляции «горячий способ» (при признаках простуды). На 1 литр горячей воды ($t = 80^{\circ}\text{C}$) – 4-5 капель экстракта. Накрывать голову полотенцем, медленно и глубоко вдыхать пары в течение 5 минут: вначале носом, выдыхая через рот, потом наоборот. По окончании лечебной процедуры некоторое время полежать под теплым одеялом.

Ингаляции «холодный способ» (для защиты от воздушно-капельных инфекций и улучшения психосоматического состояния). Экстракта берут 5-6 капель. Для этой процедуры использовать специальный аромакулон* из пористой глины, которая является проводником тепла от тела и обеспечивает мягкое и долговременное испарение экстракта, помещенного в сосуд.

Аромалампа (воздушно-пылевой способ очищения воздуха от патогенной микрофлоры). На 15 кв. метров жилого помещения – 5-6 капель экстракта.

Горячие компрессы (при артритах и судорогах). В подогретую воду или масло кедрового ореха холодного отжима (30 мл) добавить галеновый экстракт (8-10 капель). В смесь погрузить небольшой кусочек многослойной хлопчатобумажной ткани, отжать и приложить на проблемный участок на 15-30 минут 1-2 раза в день. На 4 день проце-

дуры ее продолжительность увеличить до 1,5-2 часов. Кратность процедуры – 20-30 раз. Рекомендовано чередовать процедуру с применением аромаванн.

Аппликации (для лечения фурункулеза). На каждые 10 мл масла кедрового ореха холодного отжима (или спирта) растворить 5 капель экстракта. В смесь погрузить небольшой кусочек многослойной хлопчатобумажной ткани, отжать и приложить к проблемному участку кожи. Длительность аппликаций – до 15 минут.

Втирание (экстрактов в кожу головы и пораженные участки при себорейном дерматите). В 30 мл базового масла (лучше масло корня аира или лопуха) добавить 10 капель экстракта. Хорошо взболтать и наносить, втирая в проблемные участки. Кратность процедур – 2 раза в день. Курс – 2 недели.

Для мытья волосистой части головы экстракт добавляют в шампунь. На 1 ст. ложку шампуня 10-15 капель экстракта. После нанесения композиции в виде легких массажных движений, не смывать в течение 2 минут для работы экстракта с проблемными зонами.

Процедуры чередуют с аромаваннами для комплексной профилактики проблем кожи, улучшения психосоматического состояния и микрофлоры кишечника.

Точечное нанесение «прижигание». Ватную палочку или ватный тампон (диск) смочить в экстракте и точно осторожно нанести на проблемный участок.

***Аромакулон** (фирменный кулон «ЛАТТА» идет отдельным предложением, подробности на сайте www.latta-bio.ru)

Кулон в виде сосуда для холодных ингаляций – для защиты от инфекционных заболеваний, профилактики и сохранения высокого уровня иммунитета в условиях загрязненной экологии. Рекомендован маленьким детям, которым традиционная паровая ингаляция противопоказана по возрасту.

Аромакулон с использованием галеновых экстрактов AirForest становится первой помощью при простудных заболеваниях, защитой во время эпидемий, источником положительного настроения и энергии. Способствует излечению кашля, снижению симптомов заложенности носа и головной боли, улучшению самочувствия, снятию напряжения и раздражительности.

Способ применения: добавить 5-6 капель экстракта, носить непосредственно на теле, чтобы обеспечить постоянный приток тепла. Для усиления эффекта поднести аромакулон к лицу на уровне верхней губы и вдыхать аромат 3-5 минут. Рекомендуются длительность использования от двух дней до недели. Для избавления от запаха аромакулон поместить в морозильную камеру, а после – промыть пищевой содой и проточной водой, высушить.



Изготовитель: Общество с
ограниченной ответственностью
«ЛАТТА-БИО»
660074 г. Красноярск,
ул. Ленинградская, д. 11

8-800-700-56-50 – единая справочная
(звонок по России бесплатный)
e-mail: contact@latta-bio.ru
www.latta-bio.ru