



Инструкция по применению Пихтовый экстракт Душицы

Не является лекарством

Свидетельство о государственной
регистрации: РОСС RU.AF66.HO2340

Торговое название:
Пихтовый экстракт Душицы

Состав: Эфирное масло пихты сибирской, экстракт душицы обыкновенной.

Описание: прозрачная маслянистая жидкость светло-зеленого цвета.

Назначение: Для ингаляций при лечении острого ринита, при хроническом гайморите, остром и хроническом фарингите, хроническом тонзиллите, остром и хроническом ларингите, трахеобронхите. Использовать при гинекологических заболеваниях, гнойничковых заболеваниях кожи, диатезе, нейродермитах, экземе, витилиго.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: Флакон 5 мл с контролем первого вскрытия.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 35 °С в недоступном для детей месте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Аромаванна (для комплексной профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, косметических проблем кожи, гинекологических заболеваний). Принимать на чистое тело, чтобы поры кожного покрова были открыты. Экстракта берут 8-10 капель (детям 5-6 капель) на ванну. Продолжительность процедуры 15 минут (температура воды 37 °С). По окончании лечебной процедуры некоторое время полежать под теплым одеялом.

Ингаляции «горячий способ» (при признаках простуды). На 1 литр горячей воды ($t = 80^{\circ}\text{C}$) – 4-5 капель экстракта. Накрывать голову полотенцем, медленно и глубоко вдыхать пары в течение 5 минут: сначала носом, выдыхая через рот, потом наоборот. По окончании лечебной процедуры некоторое время полежать под теплым одеялом.

Ингаляции «холодный способ» (для защиты от воздушно-капельных инфекций и улучшения психосоматического состояния). Экстракта берут 5-6 капель. Для этой процедуры использовать специальный аромакулон* из пористой глины, которая является проводником тепла от тела и обеспечивает мягкое и долговременное испарение экстракта, помещенного в сосуд.

Аромалампа (воздушно-пылевой способ очищения воздуха от патогенной микрофлоры). На 15 кв. метров жилого помещения – 5-6 капель экстракта.

Аппликации (при диатезе). В 10 мл подогретого масла кедрового ореха холодного отжима растворяют 5 капель экстракта. В смесь погружается небольшой кусочек многослойной хлопчатобумажной ткани, отжимается и прикладывается к проблемному участку кожи. Длительность аппликаций до 15 минут. Кратность – 2 раза в день. Курс – 14 дней.

Точечное нанесение «прижигание» (при гнойничковых заболеваниях кожи). Ватную палочку или ватный тампон (диск) смочить в экстракте и точечно осторожно нанести на проблемный участок.

Точечное нанесение (при нейродермитах). 10 капель экстракта развести в 20 каплях масла кедрового ореха холодного отжима. Полученный состав нанести на ватный тампон и обработать воспаленные участки. Необходимо обрабатывать несколько раз в день. Продолжительность лечения 7-10 дней.

Аппликации (при витилиго). В 30 мл этилового спирта (70%) растворяют 30 капель экстракта и наносят смесь на участок кожи, пораженный витилиго непосредственно перед выходом на солнце. Для усиления действия используют смесь (15 мл пихтового экстракта душицы AirForest и 15 мл пихтового экстракта зверобоя AirForest) в смеси с 30 мл этилового спирта (70%).

Внутреннее применение (для лечения витилиго). На 1 ч. ложку меда берут 3-4 капли экстракта, перемешать, используя зубочистку. Принимать следует за 1 час до выхода на солнце.

Примечание: перед приемом экстракта вовнутрь необходимо провести тест на аллергические реакции. Для этого 1 каплю экстракта смешивают с 1 каплей базового масла и наносят смесь на внутреннюю часть локтевого сгиба. Если в течение 24 часов не возникло ни каких кожных реакций (зуд, раздражение, покраснения, волдыри), значит, экстракт можно применять.

***Аромакулон** (фирменный кулон «LATTA» идет отдельным предложением, подробности на сайте www.latta-bio.ru)

Кулон в виде сосуда для холодных ингаляций – для защиты от инфекционных заболеваний, профилактики и сохранения высокого уровня иммунитета в условиях загрязненной экологии. Рекомендован маленьким детям, которым традиционная паровая ингаляция противопоказана по возрасту.

Аромакулон с использованием галеновых экстрактов AirForest становится первой помощью при простудных заболеваниях, защитой во время эпидемий, источником положительного настроения и энергии. Способствует излечению кашля, снижению симптомов заложенности носа и головной боли, улучшению самочувствия, снятию напряжения и раздражительности.

Способ применения: добавить 5-6 капель экстракта, носить непосредственно на теле, чтобы обеспечить постоянный приток тепла. Для усиления эффекта поднести аромакулон к лицу на уровне верхней губы и вдыхать аромат 3-5 минут. Рекомендуются длительность использования от двух дней до недели. Для избавления от запаха аромакулон поместить в морозильную камеру, а после – промыть пищевой содой и проточной водой, высушить.



Изготовитель: Общество с
ограниченной ответственностью
«LATTA-БИО»

660074 г. Красноярск,
ул. Ленинградская, д. 11

8-800-700-56-50 – единая справочная
(звонок по России бесплатный)

e-mail: contact@latta-bio.ru
www.latta-bio.ru